



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Rua Silva Jardim, 244 – Centro

Telefone: (15) 3542-2366

31

Capão Bonito, 04 de abril de 2024.

Mem: 55/2024 – Assistência Farmacêutica SMS

De: Assistência Farmacêutica SMS

Para: Setor de Licitação

ASSUNTO: ANÁLISE DE AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO DO COLOCADO

Venho por meio de este apresentar o laudo do relatório de análise técnica de amostra dos colocados, do pregão eletrônico nº 6/2024 do processo nº 14230/2023.

ITEM	PRODUTO	EMPRESA	MARCA	Catálogo
1	Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.), deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município.	CIRURGICA UNIAO LTDA	ON CALL PLUS	REPROVADO

Rua Marechal Deodoro, 440 – Centro

CEP: 18300-335

Tel: (15) 3542-1713 E-mail: saude@capaobonito.sp.gov.br

CNPJ: 46.634.259/0001-95



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Rua Silva Jardim, 244 – Centro

Telefone: (15) 3542-2366

Com base nas considerações apresentadas o manual do monitor ON CALL PLUS, esclarece que o aparelho apresenta um monitor que precise codificar o monitor com um chip que é fornecido em cada caixa.

Como foi dito na descrição do produto que “ MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA (NÃO ACEITAREMOS CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA CÓDIGO, BOTÃO E ETC.)”, assim dificultando para paciente com dificuldade de pouca acessibilidade em manuseio com produto eletrônico na hora da medição.



Domingos Francisco Ribeiro Neto
Farmacêutico responsável

Monitor de Glicose no Sangue *On Call® Plus II*

O monitor realiza a leitura das tiras e mostra a concentração de glicose. Utilize esse diagrama para se familiarizar com todas as partes que compõem seu monitor.




Figura 2

Tela de Cristal Líquido: Tela onde aparecem os resultados, mensagens e resultados da memória.

Botão M: Mostrará os últimos resultados armazenados na memória e executa a outra função da seleção do menu.

Botão S: Seleciona o ajuste do monitor, executa outra função da seleção do menu.

Porta para tira: Local onde será colocada a tira para teste.

Compartimento da Bateria: O compartimento da bateria é situado na parte traseira do monitor.

Local do Chip de Codificação: Coloque o chip de Codificação neste local.

Chip de Codificação: Para codificar o monitor. Um Chip novo é fornecido em cada caixa de tira para teste.

Porta de Dados: Transfere a informação para um computador através de um cabo opcional de transferência de dados, analisa e imprime dados armazenados no monitor.

Descrição dos Itens

1. Monitor: Leitura da concentração da glicose no visor do monitor.
2. Tiras para Teste : Tiras com sistema de reação química usado para medição da concentração da glicose no sangue.
3. Chip de Codificação: Calibrador automático para o monitor, com um número que será inserido no monitor.
4. Lancetador : Utiliza lancetas estéreis para coleta de sangue por punção digital, antebraço e palma da mão. A lanceta possui ajustes para várias profundidades (punção), permitindo ao usuário ajustar a profundidade da punção, diminuindo o desconforto.
5. Tampa Transparente: Utilizada no lancetador de lanceta estéreis para punção no antebraço e palma da mão.
6. Lancetas Estéreis: Utilizadas para punção digital. as lancetas são inseridas no lancetador para coletas individuais e descartadas após o uso.
7. Solução de Controle: verifica a operação adequada do sistema de monitoramento de glicose sanguínea checando as tiras e monitor de teste em comparação com uma solução de controle pré-calibrada. A Solução de Controle 1 atende na maioria das vezes tudo o que você necessita. Caso queira realizar testes adicionais, a Solução de Controle 0 e a Solução de Controle 2 estão disponíveis no pacote de Solução de Controle *On Call® Plus II*, vendida separadamente.
8. Estojo: Para transportar e/ou acondicionamento do monitor de glicose.
9. Manual do Usuário: Possui instruções detalhadas para o uso do sistema de monitoramento da glicose.
10. Guia Rápido do Usuário: Fornece um passo a passo do sistema de monitoramento de glicose e procedimento técnico. Um guia resumido para ser guardado no estojo.
11. Certificado de Garantia: Preencha e mantenha junto à Nota Fiscal (garantia de 5 anos).Em caso de necessidade futura para atendimento em garantia.

Tabela de Conteúdo

Início	1
Descrição dos Itens.....	2
Monitor de Glicose no Sangue <i>On Call® Plus II</i>	3
Tela do Monitor.....	4
Tiras para Teste de Glicose no Sangue <i>On Call® Plus II</i>	7
Solução de Controle de Glicose <i>On Call® Plus II</i>	10
Instale a Pilha	12
Configuração do Monitor antes do Teste	13
1ºPasso- Codifique o Monitor.....	13
2ºPasso- Ajuste o Monitor.....	14
Utilização do Controle de Qualidade	16
Realização do Teste De Glicose	20
1ºPasso- Como Coletar a Amostra.....	20
2ºPasso- Como realizar o Teste de Glicose.....	25
Mensagens "HI" e "LO".....	27
Utilização da Memória (banco de dados)	29
Visualize os Dados Armazenados.....	29
Apague a Memória.....	30
Transfira Dados da Memória.....	31
Manutenção	32
Troca das Baterias.....	32
Cuidados com seu Sistema de Monitoramento de Glicose no Sangue <i>On Call® Plus II</i>	32
Sugestões de Quando Realizar o Teste da Glicose	33
Testes Comparativos: Monitor x Resultados Obtidos em Laboratório	34
Mensagens e Erros	35
Especificações	37
Garantia do Produto	38
Índice de Símbolos	38
Índice	39

Início

Antes de realizar o teste, leia as instruções cuidadosamente para entender sobre todos os itens do seu Sistema de Monitoramento de Glicose no Sangue *On Call® Plus II*. Dependendo do Kit *On Call® Plus II* que você adquiriu, alguns dos componentes são comercializados separadamente.

Abaixo os itens que podem compor o Kit do Sistema de Monitoramento de Glicose no Sangue *On Call® Plus II*, onde alguns são essenciais e outros são opcionais, podendo ser adquiridos em separado. Verifique a informação de itens que fazem parte do Kit na lateral da caixa.



Figura 1

On·Call[®] Plus II

Sistema de Monitoração de Glicemia Sanguínea

O auto monitoramento da glicose no sangue (SMBG) é uma parte integrante para o cuidado do diabético, porém o custo elevado do teste o torna inviável. Na **ACON**, nosso objetivo é fornecer um monitoramento de glicose com qualidade com custo mais acessível, permitindo que você possa realizar o teste de glicose com frequência ou quando necessário. Juntos poderemos controlar sua Diabetes, e auxiliar para uma vida mais saudável e longa.

Seja bem vindo e obrigado por escolher o Sistema de Monitoramento de Glicose no Sangue *On Call[®] Plus II*. O sistema fornece resultados precisos de glicose com algumas etapas simples. Para assegurar resultados mais precisos com seu Sistema de Monitoramento de Glicose ***On Call[®] Plus II***, siga as orientações abaixo:

- Leia as instruções antes do uso.
- Utilize o chip de codificação que acompanha cada caixa da tira para teste.
- Utilize as Tiras para Teste *On Call[®] Plus II* com o Monitor de Glicose no Sangue *On Call[®] Plus II*.
- Apenas para diagnóstico in vitro. Seu sistema de monitoramento de glicose deve ser utilizado com amostras de sangue. Teste de uso externo.
- Para uso profissional e/ou pelo próprio usuário para auto monitoramento.
- As Tiras para Teste e o Monitor de Glicose *On Call[®] Plus II* somente devem ser testados com amostras de sangue total.
- Para utilização pelo usuário, consulte seu médico ou especialista em Diabetes, antes de fazer qualquer ajuste em sua medicação, dieta ou atividade física.
- Mantenha longe das crianças.

Seguindo as instruções no Manual do Usuário, você está apto para utilizar o Sistema de Monitoramento de Glicose *On Call[®] Plus II* e monitorar a sua glicose controlando a sua Diabetes.

